

Onderhoudsprotocol eindgebruiker E-Drive Plus

*Om te zorgen dat uw E-Drive Plus in goede conditie blijft adviseren wij met klem om het onderhoudsprotocol te volgen. * indien van toepassing*

Locatie	inspectiepunt	periode	door gebruiker
E-Drive wielen	controle tijdens het rijden op schavende en/of ongewone geluiden	bij gebruik	x
	controle bandenspanning en slijtage en/of beschadiging aan buitenbanden en ventiel	3 wekelijks	x
	controle grijphoepels op vastzitten en/of schade zoals krassen, deuken enz.	bij gebruik	x
	controle spaakspanning en visuele controle van spaken op beschadiging	maandelijks	x
	controle werking en speling quick release as	bij (de)montage wielen/ tenminste maandelijks	x
	controle op aanwezigheid van wielkap	bij gebruik	x
	controle van connectoren op beschadiging	bij (de)montage wielen/ tenminste maandelijks	x
	controle van bedrading beschadiging	bij (de)montage wielen/ tenminste maandelijks	x
	controle op correcte werking vrijloop op beide wielen	bij gebruik	x
Joystick besturing*	controle op beschadigingen en juiste montage joystick	bij gebruik	x
	controle werking aan/uit schakelaar en snelheidsschakelaar	bij gebruik	x
	controle op correcte werking joystick	bij gebruik	x
Begeleiders bediening*	controle op beschadigingen en juiste montage begeleidersbediening	bij gebruik	x
	controle werking aan/uit schakelaar, voor/achteruit schakelaars en snelheidsschakelaar	bij gebruik	x
	controle bekabeling begeleidersbediening, op beschadigingen en juiste geleiding	bij gebruik	x
Simplex*	controle op beschadigingen en juiste montage (evenwijdig aan de vloer) Simplex	bij gebruik	x
	controle werking aan/uit schakelaar, snelheidsschakelaar en werking van de simplex	bij gebruik	x
	controle van calibratie simplex	bij gebruik	x
accu en lader	controle "refresh" status accu	bij iedere lading	x
	controle op beschadigingen van accu, lader en bekabeling acculader	bij gebruik	x
rolstoel	controle op aanwezigheid en juiste werking antitipsysteem	bij gebruik	x
	controle op beschadigingen aan het antitipsysteem	wekelijks	x

Mocht u naar aanleiding van het serviceprotocol afwijkende zaken vinden, neemt u dan direct contact op met uw dealer voor reparatie. Gebruik uw E-Drive niet totdat deze is gerepareerd.