



### **E-Walk Duw- en Remondersteuning**

De E-Walk ondersteunt de begeleidende persoon bij het duwen en remmen van de rolstoel. Met de E-Walk worden langere uitstapjes weer mogelijk en plezierig. De E-Walk wordt toegepast in situaties waarin de rolstoelgebruiker zich niet zelf kan voortbewegen en de begeleidende persoon niet over voldoende lichaamskracht beschikt om een rolstoel voort te duwen.



## E-Walk de hulp voor elke rolstoelbegeleider!

De rem en duwhulp E-Walk maakt het voor de begeleidende persoon mogelijk om zonder krachtinspanning een rolstoel in beweging te krijgen. Het enige wat u als begeleider van een handbewogen rolstoel hoeft te doen is gas geven en sturen. Op vlakke wegen en op hellingen neemt de E-Walk het zware werk voor u over. Bij dalende hellingen remt de E-Walk de rolstoel af en kan hij u begeleiden bij het stoppen van de rolstoel.

Voor elke rolstoelgebruiker/begeleider biedt het E-Walk systeem oplossingen. De E-Walk kan eenvoudig op de rolstoelbreedte worden aangepast. Hierdoor kan één E-walk ook voor verschillende rolstoelen worden gebruikt.

## E-Walk universeel toepasbaar!

Voor bijna elk type rolstoel die verkrijgbaar is op de Nederlandse markt bieden wij montageplaten aan. Mochten u een rolstoel hebben waar wij nog geen adaptatieset voor hebben dan zullen wij deze gaan ontwikkelen.

## Technische gegevens:

Accu hoog model:	Lood 24 V x 12 Ah 8kg	Breedte instelbaar:	38 – 50 cm
Accu laag model:	Ni-mh 24 V x 9,6 Ah 2,5 kg	Wielen	Massief rubber
Acculader	Mascot	Gebruikersgewicht:	Max 150 kg
Totaal gewicht	13 kg (excl. accu's)	Snelheid:	0 – 5,5 km/u
Motor	200W	Actieradius:	16 km lood / 19 km Nimh