


mobility
products

 Gives you power!



adventus



Adventus rijhulp

Adventus is een aankoppelbaar 5e wiel voor de vastframe rolstoel. De Adventus maakt het mogelijk met de rolstoel op onregelmatige ondergrond, zoals tuin, strand of bospaden te rijden.



Adventus de werking

De Adventus rijhulp laat de voorwielen van de rolstoel los van de vloer komen. De rolstoel krijgt met de rijhulp een langere wielbasis waardoor deze lichter rijdt. De langere wielbasis en het grote wiel van de Adventus maakt het systeem uitermate geschikt voor de ruigere paden en ook op de weg of op de stoep is het comfortabel rijden. De Adventus is in een handomdraai op de voetboog te monteren en weer te verwijderen.

Adventus voor de actieve gebruiker

Op de meeste vast frame rolstoelen is de Adventus rijhulp eenvoudig te monteren. Voor nog actiever rijden kan de

Adventus gecombineerd worden met een E-Move hoepelondersteuning voorzien van mountainbike banden. Met deze combinatie is het mogelijk om door nog ruiger terrein te rijden.

Adventus rijhulp uitvoeringen

De Adventus rijhulp wordt als een complete set geleverd met bevestiging voor 3 type voetensteunen en een eenvoudige montage handleiding. Standaard wordt de Adventus geleverd in zwart, optioneel zijn meerdere kleuren verkrijgbaar.



mobility products *Gives you power!*

Kanaalstraat 27, 9301 LP Roden | Tel.: +31(0) 85 87 86 144 | info@mobilityproducts.nl | www.mobilityproducts.nl