



Turbo Twist Sport

De Turbo Twist Sport is de rolstoel die geheel ontwikkeld is voor de rolstoelsporter. De wielen staan in camber waardoor de rolstoel uiterst stabiel en wendbaar is. De ziteenheid is laag op het chassis geplaatst voor nog meer stabiliteit.

Voor zowel de hand- als de T-stick speler is de Turbo Twist Sport de ultieme sportrolstoel met ongekende rijeigenschappen!



Turbo Twist Sport voor elk niveau!

Voor elke sporter zoals danser of hockeyer, op hoog of laag niveau, is de Turbo Twist Sport de perfecte rolstoel. De Turbo Twist Sport maakt gebruik van PG-Drives elektronica. Samen met de 5 graden camberpositie van de aandrijfwielen volgt de rolstoel uw aansturing direct op.

Voor hockeykeeper, -verdediger of -aanvaller, de Turbo Twist Sport voelt zich op iedere positie van de sportvloer thuis. Zijn standaard snelheid van maximaal 16 km/u vergroot de spelsnelheid. Doordat de aandrijfwielen in het midden en in camber zijn geplaatst draait de Turbo Twist uiterst snel om zijn eigen as heen en is de rolstoel flexibel en wendbaar. Tijdens het sporten is de vering te blokkeren, zodat de wegligging stabiel is.

Door te werken met de nieuwste modules van PG Drives zijn de rijeigenschappen geheel naar persoonlijke wens van elke sporter te programmeren.

Turbo Twist Sport voor elke sporter!

Door de slim doordachte ziteenheid kan de Turbo Twist Sport meegroeien met de sporter. De zitting is eenvoudig in breedte en diepte instelbaar. Veiligheid voor de sporter als voor de medespelers staat voorop door de beschermingsbeugel en geen uitstekende delen.

Vele aanpassingen zoals een orthese, werkblad, beademingsapparaat of een mini joystick kunnen worden gemonteerd op de Turbo Twist Sport.

Technische gegevens:

Zitbreedte instelbaar:	25 cm – 58 cm	Accu's:	2x12V, 55 Ah
Zitdiepte instelbaar:	20 cm – 55 cm	Accu's optioneel:	2x12V, 73 Ah of
Totale breedte:	70 cm		2x12V, 55 Ah spiraal
Totale lengte met beschermingsbeugel:	108 cm	Lader standaard	8 amp
Totale lengte zonder beschermingsbeugel:	97 cm	optioneel	11/12 Amp
Snelheid instelbaar:	0 tot 16 km/u	Snellader optioneel: 24V 30 Amp alleen i.c.m. spiraal accu's	

Deze rolstoel is alleen geschikt voor gebruik binnen