

mobility+ products

Twist T2 en T4 De nieuwe compacte rolstoel



Twist T2 en Twist T4

De nieuwe compacte rolstoel met extreme vaardigheden. De nieuwe generatie Twist T elektrische rolstoel brengt u op plaatsen die u voorheen voor onmogelijk achtte. Met een snelheid van maximaal 15 km per uur, secure wendbaarheid en compacte afmetingen is de Twist T serie de meest allround rolstoel en zijn tijd ver vooruit. Of u nu binnen of buiten rijdt: de Twist T serie voelt zich overal thuis.



Twist T2 - 2-wheel-drive

De Twist T2 is een tweewiel midden aangedreven rolstoel met een maximale snelheid van 15 km per uur. Door de kleine omvang en uitgekiende plaatsing van de aandrijfwielen in het midden van de Twist T2, draait deze om zijn eigen as heen. Manoeuvreren en draaien in kleine ruimtes is met de T2 geen probleem. Met de speciale H-Flex voorvorken kunt u gemakkelijk over drempels en verhogingen rijden. De Twist T2 heeft meerdere standaard ziteenheden of geheel naar uw wens maken wij een specifieke zitoplossing die het beste bij u past. Het is mogelijk een upgrade te maken van T2 uitvoering naar een T4 4-wheel-drive uitvoering.

Twist T4 - 4-wheel-drive

De Twist T4 is een vierwiel aangedreven rolstoel met een maximale snelheid van 15 km per uur. Ondanks zijn 4 wielen is ook de T4 een uiterst compacte rolstoel die om zijn eigen as draait. Door de 4 wielaandrijving kunt u grotere obstakels gemakkelijk overwinnen en is ook een wandeling in het bos of door de sneeuw geen probleem. Door de Softrack kinbesturing is het mogelijk om stootvrij obstakels te overwinnen. De T4 helpt u als het ware in slow-motion over moeilijk begaanbare obstakels en voetpaden.

Optie en aanpassingen, af fabriek veel mogelijkheden.

De Twist T2 en T4 hebben een grote selectie van zitoplossingen o.a. onze nieuwe generatie "Aero-Ergo" een ergonomische hightech zitting en rug en een biomechanische zitting. Eventueel maken wij geheel naar wens een specifieke zitoplossing die het beste bij u past. De Twist T2 en T4 bieden veel opties en accessoires zoals elektrische beensteunen met lengtecompensatie eindelijk of gedeeld, zitlift, docking systeem voor vastzetten in auto als bestuurder of passagier, elektrische hoofdsteun en meer voor uw gemak.

Technische gegevens:

	T2	T4		T2	T4
Totale breedte:	60-63 cm	66 cm	Actieradius 56 ah accu's:	35 km	30 km
Zitbreedte instelbaar:	25-58 cm	25-58 cm	Actieradius 73 ah accu's:	45 km	40 km
Zitdiepte instelbaar:	20-49 cm	20-49 cm	Snelheid instelbaar maximaal:	15 km/u	15 km/u
Lengte zonder beensteunen:	91 cm	106,5 cm	Zithoogte elektrisch verstelbaar:	42-74 cm	42-74 cm
Lengte met beensteunen:	103 cm	113,5 cm	Zithoek elektrisch verstelbaar:	0-30	0-30
Minimale zithoogte:	42 cm	42 cm	Maximale helling:	17%	17%
Maximale gebruikersgewicht:	140 kg	140 kg	Obstakeloverwinning:	tot 10 cm	tot 12 cm
Hoogte met ingeklapte rug:	91 cm	91,5 cm	Auto docking systeem:	ja	ja

Testen ISO7176/EN12184 volgen.

Mobility products

Kanaalstraat 27, 9301 LP Roden • Tel.: +31(0) 85 87 86 144
info@mobilityproducts.nl • www.mobilityproducts.nl