

Tableau de compatibilité Enjo / Enjo compatibility

MAJ 31/05/2024

Marque / Brand	Modèle / Model	Taille des roues / Wheels size	Compatibilité / Compatibility	Référence support / Lateral parts reference	Largeur d'assise compatible / Compatible seat width			Informations ENJO externe / External ENJO information	Informations ENJO interne / Internal ENJO information	Lien Photo / Photo Link	Documentation spécifique / Specific Documentation	
					Barre centrale S / S central bar	Barre centrale M / M central bar	Barre centrale L / L central bar					
ALBATROS	ALBATROS	12	OUI	EJ021 + EJ022	30	=> 35,9	=> 36	=> 47,9	=> 48	=> 60	Assise adapter + entretoise spécifique	<a href="#">Images de mise en place sur ALBATROS</a>
ARIA	Aria 2.0 AI	24,25	OUI	YP114F + 2 x 061P208	No central bar	=> No central bar	No central bar	=> No central bar	No central bar	=> No central bar		<a href="#">Y-RE Pack</a>
ARIA	Kid	20,22	OUI	YP114F + 2 x 061P208	No central bar	=> No central bar	No central bar	=> No central bar	No central bar	=> No central bar		<a href="#">Y-RE Pack</a>
ARIA	Kid	24	OUI	YP114F + 2 x 061P208	No central bar	=> No central bar	No central bar	=> No central bar	No central bar	=> No central bar		<a href="#">Y-RE Pack</a>
ARIA	Speciale	24,25,26	OUI	YP114F + 2 x 061P208	No central bar	=> No central bar	No central bar	=> No central bar	No central bar	=> No central bar		<a href="#">Y-RE Pack</a>
BEROLLKA	Findus	26	OUI	EJ020	30	=> 35,9	=> 36	=> 47,9	=> 48	=> 60		<a href="#">A pack</a>
BEROLLKA	Ryder AR	22,24	OUI	EJ020	30	=> 35,9	=> 36	=> 47,9	=> 48	=> 60		<a href="#">A pack</a>
BEROLLKA	YUKI	22,24	OUI	EJ021	30	=> 35,9	=> 36	=> 47,9	=> 48	=> 60	Entretoise spécial à codifier	<a href="#">B pack</a>
ETAC	CRISSY	20	OUI	EJ020	30	=> 35,9	=> 36	=> 47,9	=> 48	=> 60		<a href="#">A pack</a>
ETAC	CRISSY	22,24	OUI	EJ020	30	=> 35,9	=> 36	=> 47,9	=> 48	=> 60		<a href="#">A pack</a>
ETAC	Cross 5	22,24	OUI	EJ024	26,5	=> 33,5	=> 32,5	=> 45,5	=> 44,5	=> 65,5		<a href="#">Pack Cross</a>
ETAC	Cross 5	20	OUI	EJ024	26,5	=> 33,5	=> 32,5	=> 45,5	=> 44,5	=> 65,5		<a href="#">Pack Cross</a>
ETAC	Cross 5XL	20	OUI	EJ024	26,5	=> 33,5	=> 32,5	=> 45,5	=> 44,5	=> 65,5		<a href="#">Pack Cross</a>
ETAC	Cross 5XL	22,24	OUI	EJ024	26,5	=> 33,5	=> 32,5	=> 45,5	=> 44,5	=> 65,5		<a href="#">Pack Cross</a>
ETAC	Cross 6	20	OUI	EJ024	26,5	=> 33,5	=> 32,5	=> 45,5	=> 44,5	=> 65,5		<a href="#">Pack Cross</a>
ETAC	Cross 6	22,24	OUI	EJ024	26,5	=> 33,5	=> 32,5	=> 45,5	=> 44,5	=> 65,5		<a href="#">Pack Cross</a>
ETAC	M100	22,24	OUI	EJ020	30	=> 35,9	=> 36	=> 47,9	=> 48	=> 60		<a href="#">A pack</a>
ETAC	M100	20	OUI	EJ020	30	=> 35,9	=> 36	=> 47,9	=> 48	=> 60		<a href="#">A pack</a>
ETAC	Xact	20,22,24,25	OUI	YP114F + 2 x 061P208	No central bar	=> No central bar	No central bar	=> No central bar	No central bar	=> No central bar		<a href="#">Y-RE Pack</a>
GTM	Mustang	24,25	OUI	EJ020	30	=> 35,9	=> 36	=> 47,9	=> 48	=> 60		<a href="#">A pack</a>
INVACARE	Action 1 NG	24	OUI	EJ020	30	=> 35,9	=> 36	=> 47,9	=> 48	=> 60		<a href="#">A pack</a>
INVACARE	Action 2	24	OUI	EJ020	30	=> 35,9	=> 36	=> 47,9	=> 48	=> 60		<a href="#">A pack</a>
INVACARE	Action 2 NG	24	OUI	EJ020	30	=> 35,9	=> 36	=> 47,9	=> 48	=> 60		<a href="#">A pack</a>
INVACARE	Action 2 Transit	12	OUI	EJ020	30	=> 35,9	=> 36	=> 47,9	=> 48	=> 60		<a href="#">A pack</a>
INVACARE	Action 2000	24	OUI	EJ020	27,8	=> 34,8	=> 33,8	=> 46,8	=> 45,8	=> 66,8		<a href="#">A pack</a>
INVACARE	Action 3 / Action 3 NG	20	OUI	EJ020	27,8	=> 34,8	=> 33,8	=> 46,8	=> 45,8	=> 66,8		<a href="#">A pack</a>
INVACARE	Action 3 / Action 3 NG	22,24	OUI	EJ020	26,7	=> 33,7	=> 32,7	=> 45,7	=> 44,7	=> 65,7		<a href="#">A pack</a>
INVACARE	Action 3 Junior	20	OUI	EJ020	30	=> 35,9	=> 36	=> 47,9	=> 48	=> 60		<a href="#">A pack</a>
INVACARE	Action 3 Junior	22	OUI	EJ020	30	=> 35,9	=> 36	=> 47,9	=> 48	=> 60		<a href="#">A pack</a>
INVACARE	Action 3 Transit	12	OUI	EJ020	30	=> 35,9	=> 36	=> 47,9	=> 48	=> 60		<a href="#">A pack</a>
INVACARE	Action 4	20	OUI	EJ020	25,9	=> 32,9	=> 31,9	=> 44,9	=> 43,9	=> 64,9		<a href="#">A pack</a>
INVACARE	Action 4	22,24	OUI	EJ020	25,9	=> 32,9	=> 31,9	=> 44,9	=> 43,9	=> 64,9		<a href="#">A pack</a>
INVACARE	Action 4 Transit	12	OUI	EJ020	25,9	=> 32,9	=> 31,9	=> 44,9	=> 43,9	=> 64,9		<a href="#">A pack</a>
INVACARE	Action 5	22,24	OUI	EJ020	26,7	=> 33,7	=> 32,7	=> 45,7	=> 44,7	=> 65,7		<a href="#">A pack</a>
INVACARE	Action XT		OUI	EJ020	30	=> 35,9	=> 36	=> 47,9	=> 48	=> 60		<a href="#">A pack</a>
INVACARE	Alu Lite	12	OUI	2 x EJ020 + EJ022	30	=> 35,9	=> 36	=> 47,9	=> 48	=> 60	Necessite retouche des brides A	<a href="#">A venir</a>
INVACARE	Azalea	16,22,24	OUI	EJ023	22,6	=> 29,6	=> 28,6	=> 41,6	=> 40,6	=> 61,6		<a href="#">Pack Azalea</a>
INVACARE	Azalea Assist	16,22,24	OUI	EJ023	22,6	=> 29,6	=> 28,6	=> 41,6	=> 40,6	=> 61,6		<a href="#">Pack Azalea</a>
INVACARE	Clematis	16,20,22,24	OUI	EJ025	23,8	=> 30,8	=> 29,8	=> 42,8	=> 41,8	=> 62,8		<a href="#">R pack</a>
INVACARE	Clematis Pro	12,24	OUI	EJ021	27,8	=> 34,8	=> 33,8	=> 46,8	=> 45,8	=> 66,8		<a href="#">B pack</a>
INVACARE	Kuschall Advance	22	OUI	YP114F + 2 x 061P208	No central bar	=> No central bar	No central bar	=> No central bar	No central bar	=> No central bar		<a href="#">Y-RE Pack</a>
INVACARE	Kuschall Advance	24,25,26	OUI	YP114F + 2 x 061P208	No central bar	=> No central bar	No central bar	=> No central bar	No central bar	=> No central bar		<a href="#">Y-RE Pack</a>
INVACARE	Kuschall Champion	22,24,25,26	OUI	YPA0120 + 2 x 061P208		=>		=>		=>	Pour le choix de la barre, se référer à la barre de YOMPER	
INVACARE	Kuschall Champion 2	22,24,25,26	OUI	YPA0120 + 2 x 061P208		=>		=>		=>	Pour le choix de la barre, se référer à la barre de YOMPER	
INVACARE	Kuschall Compact	22,24,25,26	OUI	EJ020	27	=> 34	=> 33	=> 46	=> 45	=> 66		<a href="#">A pack</a>
INVACARE	Kuschall Compact 2.0	24,25,26	OUI	EJ020	26,7	=> 33,7	=> 32,7	=> 45,7	=> 44,7	=> 65,7		<a href="#">A pack</a>
INVACARE	Kuschall Compact Attract	24	OUI	EJ020	30	=> 35,9	=> 36	=> 47,9	=> 48	=> 60		<a href="#">A pack</a>
INVACARE	Kuschall K4 AirLite	24,25,26				=>		=>		=>		
INVACARE	Kuschall Kseries	24,25,26	OUI	YP114F + 2 x 061P208	No central bar	=> No central bar	No central bar	=> No central bar	No central bar	=> No central bar		<a href="#">Y-RE Pack</a>
INVACARE	Kuschall Kseries 2.0	24,25,26	OUI	YP114F + 2 x 061P208	No central bar	=> No central bar	No central bar	=> No central bar	No central bar	=> No central bar		<a href="#">Y-RE Pack</a>
INVACARE	Kuschall Kseries attract	24	OUI	YP114F + 2 x 061P208	No central bar	=> No central bar	No central bar	=> No central bar	No central bar	=> No central bar		<a href="#">Y-RE Pack</a>
INVACARE	Kuschall KSL	24,25	OUI	YP114F + 2 x 061P208	No central bar	=> No central bar	No central bar	=> No central bar	No central bar	=> No central bar		<a href="#">Y-RE Pack</a>
INVACARE	Kuschall R33	24,24	OUI	YP114F + 2 x 061P208	No central bar	=> No central bar	No central bar	=> No central bar	No central bar	=> No central bar		<a href="#">Y-RE Pack</a>
INVACARE	Kuschall Ultralight	22,24,25,26	OUI	EJ020	30	=> 35,9	=> 36	=> 47,9	=> 48	=> 60		<a href="#">A pack</a>
INVACARE	Rea focus	20,22,24	OUI	EJ020	30	=> 35,9	=> 36	=> 47,9	=> 48	=> 60		<a href="#">A pack</a>
INVACARE	Reha Dahlia	20,22,24	OUI	EJ021	30,8	=> 37,8	=> 36,8	=> 49,8	=> 48,8	=> 69,8		<a href="#">B pack</a>
INVACARE	SPIREA 4NG		OUI	EJ020	30	=> 35,9	=> 36	=> 47,9	=> 48	=> 60		<a href="#">A pack</a>
INVACARE	XLT Actif	22,24,25,26	OUI	EJ020	30	=> 35,9	=> 36	=> 47,9	=> 48	=> 60		<a href="#">A pack</a>
INVACARE	XLT Max	24	OUI	EJ020	30	=> 35,9	=> 36	=> 47,9	=> 48	=> 60		<a href="#">A pack</a>
KI MOBILITY (ETAC)	CATALYST 5	20	OUI	EJ020	30	=> 35,9	=> 36	=> 47,9	=> 48	=> 60		<a href="#">A pack</a>
KI MOBILITY (ETAC)	CATALYST 5	22,24,25,26	OUI	EJ020	30	=> 35,9	=> 36	=> 47,9	=> 48	=> 60		<a href="#">A pack</a>
KI MOBILITY (ETAC)	CATALYST 6 VX	22,24,25,26	OUI	EJ020	30	=> 35,9	=> 36	=> 47,9	=> 48	=> 60		<a href="#">A pack</a>
KI MOBILITY (ETAC)	CATALYST 6 VX	20	OUI	EJ020	30	=> 35,9	=> 36	=> 47,9	=> 48	=> 60		<a href="#">A pack</a>





