

mobility
products

 Gives you power!



easy wheel



Easy Wheel mechanische hoepelonder- steuning

Easy Wheel is een mechanisch aandrijfsysteem voor de handbewogen rolstoel. Tijdens het rijden zorgt Easy Wheel ervoor dat de rolstoel met 50% minder kracht kan worden voortbewogen.

Easy Wheel voor elke rolstoelgebruiker!

Een uniek systeem voor de rolstoelgebruiker met pijnklachten of verminderde kracht die zichzelf voortbeweegt. De Easy Wheels vergroten bij het voortbewegen van de handbewogen rolstoel de kracht, waardoor de gebruiker makkelijker voortbeweegt. De rolstoel rijdt lichter, waardoor minder kracht nodig is en hierdoor minder kans op lichamelijke klachten is.

Belangrijkste kenmerken van de Easy Wheel:

- Toepasbaar op de meeste handbewogen rolstoelen
- Geeft tot 50% meer kracht
- Licht en makkelijk mee te nemen met QR-as
- Mechanisch, dus zonder accu en lader
- Verkrijgbaar in de maten 20", 22" & 24"
- Geleverd met spaakbeschermer



Voorzien van Quick release as.



2,9 kg gewicht zonder grijphoepel.



Zitbreedte maximaal +1 cm.



Verkrijgbaar in de bandenmaten 20", 22", 24".



Gebruikersgewicht maximaal 125 kg.



Ook bruikbaar met een los aandrijfsysteem.

mobility products *Gives you power!*

Kanaalstraat 27, 9301 LP Roden | Tel.: +31(0) 85 87 86 144 | info@mobilityproducts.nl | www.mobilityproducts.nl